

Hemostat Line



## Diacoll

Kollagenwundauflage zur schnellen und effizienten Hämostase

### Eigenschaften:

- hochwirksames, lokales Hämostyptikum zur Wundversorgung nach Gefäßpunktion, z.B. nach Dialyse
- verkürzt die Zeit bis zum Wundverschluss und verringert das Risiko einer Wundinfektion
- einfache und schnelle Handhabung
- schmiegt sich der Oberfläche an und ist leicht entfernbar

# Diacoll

CE 0499



Diacoll ist eine effektive hämostatische Wundauflage aus vollständig resorbierbarem Kollagen.

Die Kollagenmatrix setzt eine schnelle, zuverlässige und nachhaltige Blutgerinnung in Gang. Durch die einfache Handhabung unterstützt Diacoll eine effiziente hämostatische Wundversorgung des Patienten z.B. nach der Dialyse. Verkürzte Behandlungszeiten ermöglichen einen höheren Patientendurchsatz.

### Weitere Eigenschaften:

- Medizinprodukt Klasse III nach 93/42/EWG
- zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012
- Herstellung in Anlehnung an GMP-Leitfaden
- hervorragende Biokompatibilität
- Gamma sterilisiert
- Vollständig resorbierbar

### Spezifikationen

Art-Nr.	Größe	Inhalt
REF D0202K	20x20x7 mm	12 Stück pro Box
REF D3232K	32x32x7 mm	5 Stück pro Box