




Burns Line



# Xenoderm

Temporärer biologischer Hautersatz

## Eigenschaften:

- schützt das biologische Wundmilieu
- fördert die Wundheilung
- wirkt schmerzlindernd
- mikrobielle, mechanische Barrierefunktion
- schützt vor Elektrolyt- und Wärmeverlust
- haftet gut auf dem Wundgrund
- im feuchten Zustand schmerzarm entfernbar

# Xenoderm

CE 0499



Xenoderm ist eine aus Spalthaut gewonnene, azelluläre Kollagenmatrix.

Der großflächige Verlust von Haut führt zu zahlreichen Komplikationen und behindert die Wundheilung. Die Anwendung von Xenoderm sorgt für die Wiederherstellung des biologischen Wundmilieus und schafft die Voraussetzungen für eine beschleunigte Epithelialisierung und gute kosmetische Ergebnisse.

## Xenoderm

- wurde entwickelt zur temporären Abdeckung von Verbrennungen (Grad II-III), traumatischen Wunden und allen oberflächlichen und tiefen Wunden,
- ist gefriergetrocknete porcine Dermis, gewonnen von Schweinen, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind,
- ist überall dort indiziert, wo auch Homograft oder Kadaverhaut zur Anwendung kommen,
- kann zur Abdeckung von Verbrennungen 3. Grades unmittelbar nach Exzision verwendet werden, falls sich die Bereitstellung eines Autografts verzögern sollte,
- ist als zweite Komponente einsetzbar bei der Anwendung der Sandwich-Technik: "**Autograft** und **Kadaverhaut**" oder **Xenoderm**,
- kann bei Brandwunden eingesetzt werden, die bereits mit einem Autograft oder anderem Hautersatz (meshed, unmeshed o.a.) abgedeckt wurden,
- ist anwendbar bei allen Verletzungen, die mit Gewebeverlust oder verzögertem Wundverschluss einhergehen,
- kann zur temporären Abdeckung von schwer heilenden Wunden genutzt werden, entweder allein oder in Kombination mit anderen Wundverbänden,
- besitzt eine hervorragende Biokompatibilität und birgt kein Risiko von Humanvirusübertragung.

## Weitere Eigenschaften:

- Medizinprodukt Klasse III nach 93/42/EWG
- Hergestellt unter QMS nach DIN EN ISO 13485:2012
- Herstellung in Anlehnung an GMP-Leitfaden
- Gamma sterilisiert

## Spezifikationen

Art-Nr.	Größe	Inhalt
REF 0505X	50x50x0,3 mm	10 Stück pro Box
REF 1010X	100x100x0,3 mm	5 Stück pro Box
REF 1020X	100x200x0,3 mm	5 Stück pro Box
REF 1030X	100x300x0,3 mm	5 Stück pro Box
REF 1040X	100x400x0,3 mm	5 Stück pro Box

