


Reconstruction Line



Xenoguard

Pericardium-Membran für Weichgewebe-Rekonstruktion

Eigenschaften:

- belastbares, biokompatibles Implantat
- wächst durch zelluläre und mikrovaskuläre Infiltration in das Empfängergewebe ein
- native, unvernetzte Membran mit einer Gewebestandzeit von bis zu 12 Monaten
- einfache Handhabung

Xenoguard

CE 0499



Xenoguard ist eine aus porcinem Pericardium gewonnene, zellfreie, nicht-pyrogene Kollagenmatrix.

Xenoguard ist für den Einsatz als chirurgische Membran bei Binde- und Weichgewebereparaturen bestimmt und dient der Gewebeunterstützung, -abdeckung oder der Verwendung als Gewebeersatz. Besondere Anwendung findet Xenoguard, wenn längere Standzeiten des Implantates im Gewebe gefragt sind. Xenoguard ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. Xenoguard wird doppelt steril verpackt und trocken bereitgestellt und enthält keine Konservierungsstoffe.

Weitere Eigenschaften:

- Medizinprodukt Klasse III nach 93/42/EWG
- zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012
- Herstellung in Anlehnung an GMP-Leitfaden
- hervorragende Biokompatibilität
- Ethylenoxyd (ETO) sterilisiert
- doppelt sterile Verpackung zum hygienischen Einschleusen in den OP-Bereich

Spezifikationen

Art-Nr.	Größe	Inhalt
REF 3 2525 XG	25 x 25 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0505 XG	50 x 50 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0575 XG	50 x 75 mm	1 Stück pro Box
REF 3 7575 XG	75 x 75 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0608 XG	60 x 80 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0510 XG	50 x 100 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0610 XG	60 x 100 mm	1 Stück pro Box
REF 3 7510 XG	75 x 100 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0810 XG	80 x 100 mm	1 Stück pro Box
REF 3 1010 XG	100 x 100 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0812 XG	80 x 120 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0816 XG	80 x 160 mm	1 Stück pro Box
REF 3 0618 XG	60 x 180 mm	1 Stück pro Box

