



## MB-Collagen



MB-Collagen ist eine Wundauflage auf Kollagenbasis zur Versorgung traumatischer und schlecht heilender Wunden wie Dekubitus oder Ulcus cruris.

Die Wirksamkeit von MB-Collagen liegt einerseits in der chemotaktischen Wirkung der Kollagenmatrix, die zur Ansiedlung von Fibroblasten aus dem Wundgrund führt. Andererseits bindet das angebotene Kollagen die in der Überzahl vorhandenen Proteasen. Beide Mechanismen wirken komplementär und schaffen die Voraussetzungen für eine nachhaltige und effiziente Wundversorgung. MB-Collagen eignet sich zudem zur Kombination mit Wirkstoffen wie z.B. Bakterioziden.

### Weitere Eigenschaften:

- Medizinprodukt Klasse III
- zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2015
- Herstellung in Anlehnung an GMP-Leitfaden
- hervorragende Biokompatibilität
- Gamma sterilisiert

### Spezifikationen

Art-Nr.	Größe	Inhalt	8
REF 0505C	50x50x6 mm	3 Stück pro Box	anosacarlaal ä
REF 0510C	50x100x6 mm	3 Stück pro Box	anosacarlaao
REF 1010C	100x100x6 mm	3 Stück pro Box	anosacarlaac



Health  
made in Germany